

ANALIZA BIAŁEK



100004275

Laboratorium Analizy

Klient: lab@glaxopharm.com
Numer zamówienia: 100004275
Nazwa: GLAXOPHARM TESTOSTERONE SUSTANON
Ilość próbek: 1 fiołka

Numer partii: 356FX31
Data przyjęcia: 2023-10-12
Data rozpoczęcia: 2023-10-17
Data zakończenia: 2023-10-18

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Testosterone Sustanon	Próbka dostarczona przez klienta	Przezroczysty płyn w szklanej fiołce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Testosterone Propionate	GLAXOPHARM TESTOSTERONE SUSTANON 250MG/ML	32,63mg/ml	-----
Testosterone Phenylpropionate	GLAXOPHARM TESTOSTERONE SUSTANON 250MG/ML	57,27mg/ml	-----
Testosterone Isocaproate	GLAXOPHARM TESTOSTERONE SUSTANON 250MG/ML	61,27mg/ml	-----
Testosterone Decanoate	GLAXOPHARM TESTOSTERONE SUSTANON 250MG/ML	106,69mg/ml	-----

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawiły się piki szukanych substancji. Ich stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego przedstawia tabela powyżej. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki



Hasło dostępu

TO2NE937


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajęc



Chromatogram



Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

Hasło dostępu

TO2NE937